



Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym - sterylne - poj. 0,5-1,5 ml

BIOLGIX[®]

Samostojące krioprobówki wykonane z wysokiej jakości medycznego polipropylenu. Posiadają białe pole opisowe i czarną skalę. Zakrętka nie posiada uszczelki, co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Sterylne. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Opakowanie zawiera 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor zakrętki	Pakowane	Szt./Op.
	B-0860	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	biały	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0861	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	czerwony	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0862	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	zielony	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0863	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	niebieski	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0864	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	żółty	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0865	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,5 ml	fioletowy	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0870	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	biały	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0871	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	czerwony	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0872	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	zielony	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0873	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	niebieski	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0874	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	żółty	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0875	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,0 ml	fioletowy	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0880	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	biały	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0881	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	czerwony	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0882	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	zielony	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0883	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	niebieski	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-0884	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	żółty	20 x 25 szt.	500 szt.



Opis

Samostojące krioprobówki z gwintem zewnętrznym wykonane z wysokiej jakości medycznego polipropylenu. Posiadają białe pole opisowe i czarną skalę. Zakrętka nie posiada uszczelki, co zmniejsza ryzyko kontaminacji. **Sterylnie.** Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Opakowanie 500 szt. (pakowane w 20 workach po 25 szt.).

Mogą być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane. Odporne na temperatury w zakresie od -196°C do 121°C. Nadają się do przechowywania w fazie gazowej ciekłego azotu.

Wym. probówek o poj. 0,5 ml (śr. x wys.): 12,5 x 31,5 mm.

Wym. probówek o poj. 1,0 ml (śr. x wys.): 12,5 x 40,5 mm.

Wym. probówek o poj. 1,5 ml (śr. x wys.): 12,5 x 47,0 mm.

Śr. zew. zakrętek: 12,5 mm.