



Automatyczne biurety Schillinga - oranżowe - kl. AS - bez paska Schellbacha

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Automatyczne biurety Schillinga wykonane z oranżowego szkła borokrzemowego 3.3, z zaworem z PTFE. Butelka i podstawka wykonane z PE. Dostępne w trzech wariantach objętości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa dokł.	Kolor	Pojemność	Podziałka	Poj. butelki
	S-1651	Automatyczna biureta Schillinga - bez paska Schellbacha	kl. AS	oranżowa	10 ml	0,05 ml	500 ml
	S-1652	Automatyczna biureta Schillinga - bez paska Schellbacha	kl. AS	oranżowa	25 ml	0,10 ml	1000 ml
	S-1653	Automatyczna biureta Schillinga - bez paska Schellbacha	kl. AS	oranżowa	50 ml	0,10 ml	1000 ml

Opis

Biurety automatyczne, wzór Schillinga, wykonane z bursztynowego szkła borokrzemowego 3.3. Zgodnie z normą DIN/ISO skalibrowane pod próżnią jako klasa „AS”. W skład zestawu wchodzi: rurka szklana biurety z system automatycznego zerowania, zawór iglicowy z PTFE, butla na odczynnik wykonana z polietylenu (PE) oraz wężyk do napełniania biurety. Dodatkowo zamontowany ściśle przylegający statyw na butlę zapewnia zwiększoną stabilność biurecie.

Oranżowe zabarwienie produktu chroni wrażliwą zawartość biurety przed światłem widzialnym, ultrafioletem i promieniowaniem podczerwonym. Oznaczenia oraz podziałka zostały nadrukowane specjalną, przeznaczoną do szkła białą emalią. Znak zgodności („DE-M”) i numer serii są nadrukowane na szklanej powierzchni. Certyfikat serii można również pobrać ze strony internetowej.

Praktyczne biurety automatyczne umożliwiają szybkie miareczkowanie. Ściśnięcie miękkiej butli z titrantem powoduje szybkie i precyzyjne napełnienie. Sprawne miareczkowanie przebiega przy użyciu zaworu iglicowego nie wymagającego stosowania smaru.

Biurety o poj. 10 ml dostarczane są z butlą z PE o pojemności 500 ml, biurety o poj. 25 i 50 ml z butlą o poj. 1 litra.