



## Biurety proste - oranżowe - kl. AS - bez paska Schellbacha

**ISOLAB**  
 Laborgeräte GmbH

Biurety proste wykonane z oranżowego szkła borokrzemowego 3.3. Z kurkiem odcinającym z PTFE. Klasa „AS”. Przeznaczone do miareczkowania roztworami wrażliwymi na działanie światła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa dokł.	Kolor	Pojemność	Podziałka
	S-1588	Biureta prosta - bez paska Schellbacha	kl. AS	oranżowa	10 ml	0,02 ml
	S-1589	Biureta prosta - bez paska Schellbacha	kl. AS	oranżowa	25 ml	0,05 ml
	S-1590	Biureta prosta - bez paska Schellbacha	kl. AS	oranżowa	50 ml	0,10 ml

### Opis

Biurety proste wyprodukowane z kalibrowanych pod próżnią, oranżowych rurek borokrzemowych 3.3 zgodnie z normą ISO 385. Kalibrowane wg normy DIN/ISO dla szkła miarowego klasy „AS”. Dostarczane z wymiennym kurkiem odcinającym wykonanym z PTFE. Napisy i wartości nominalne, znak zgodności („DE-M”) i numer partii nadrukowano na powierzchni szkła trwałą emalią w kolorze białym.

Certyfikat serii można pobrać ze strony internetowej producenta.

Biurety należy właściwie umocować. Do tego celu można wykorzystać odpowiednie [statywy](#) oraz [uchwyty](#).