



Nosidło z PP na 6 tryskawek



Nosidło z PP na 6 tryskawek o poj. 250 ml lub 500 ml (o maks. śr. 74 mm). Odporne chemicznie. Autoklawowalne w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Śr. otworów
	1-3050	Nosidło z PP na 6 tryskawek o poj. 500 ml	niebieskie	74 mm

Opis

Nosidło wykonane z PP na 6 tryskawek o poj. 250 ml lub też 500 ml (o maks. średnicy 74 mm). Odporne chemicznie. Autoklawowalne w 121°C.

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 286 x 194 x 225 mm

Śr. otworów: 74 mm.