



Płytki reakcyjne z 96 dołkami i pokrywki

Płytki 96-dołkowe wykonane z polistyrenu pakowane indywidualnie. Pokrywki należy zamawiać osobno.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Dno | Stopień czystości | Materiał | Wymiary | Pakowane | Szt./Op. |
|---|---------|-----------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|-----------|----------|
|  | B-2397 | Płytki 96-dołkowe | U-kształtne | sterylny | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |
|  | B-2398 | Płytki 96-dołkowe | U-kształtne | niesterylny | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |
|  | B-2399 | Płytki 96-dołkowe | V-kształtne | sterylny | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |
|  | B-2400 | Płytki 96-dołkowe | V-kształtne | niesterylny | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |
|  | B-2401 | Płytki 96-dołkowe | F-kształtne | sterylny | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |
|  | B-2402 | Płytki 96-dołkowe | F-kształtne | niesterylny | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |
|  | B-2403 | Pokrywki do płytek mikrolitrowych | - | sterylny | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |
|  | B-2404 | Pokrywki do płytek mikrolitrowych | - | niesterylny | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |

Opis

Płytki 96-dołkowe wykonane z polistyrenu. Pakowane indywidualnie. Do wyboru w wariacie sterylnym oraz niesterylnym. Wymiary płytek wynoszą 86 x 128 mm.

Uwaga: Pokrywki należy zamawiać osobno. Są pakowane indywidualnie.