



Szalki Petriego Anumbra[®]



Szalki Petriego Anumbra[®] produkcji czeskiej. Zostały wykonane z wysokiej jakości szkła sodowo-wapniowego. Mogą służyć jako pojemnik do przechowywania lub standardowo do prowadzenia hodowli mikrobiologicznych. Szalki są autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	S-2502	Szalki Petriego Anumbra [®]	40 mm	12 mm	18 szt.
	S-2503	Szalki Petriego Anumbra [®]	50 mm	12 mm	18 szt.
	S-2504	Szalki Petriego Anumbra [®]	60 mm	12 mm	18 szt.
	S-2505	Szalki Petriego Anumbra [®]	60 mm	15 mm	18 szt.
	S-2506	Szalki Petriego Anumbra [®]	70 mm	15 mm	18 szt.
	S-2507	Szalki Petriego Anumbra [®]	80 mm	15 mm	18 szt.
	S-2508	Szalki Petriego Anumbra [®]	90 mm	15 mm	18 szt.
	S-2509	Szalki Petriego Anumbra [®]	100 mm	10 mm	18 szt.
	S-2510	Szalki Petriego Anumbra [®]	100 mm	15 mm	18 szt.
	S-2511	Szalki Petriego Anumbra [®]	100 mm	20 mm	18 szt.
	S-2512	Szalki Petriego Anumbra [®]	120 mm	20 mm	18 szt.
	S-2513	Szalki Petriego Anumbra [®]	150 mm	25 mm	18 szt.
	S-2514	Szalki Petriego Anumbra [®]	180 mm	30 mm	10 szt.
	S-2515	Szalki Petriego Anumbra [®]	200 mm	30 mm	10 szt.
	S-2516	Szalki Petriego Anumbra [®]	200 mm	50 mm	10 szt.

Opis

Szalki Petriego Anumbra® produkcji czeskiej. Zostały wykonane z wysokiej jakości **szkła sodowo-wapniowego**. Mogą służyć jako pojemnik do przechowywania lub standardowo do prowadzenia hodowli mikrobiologicznych. Szalki są autoklawowalne.

Grubość szkła: 1,9 mm \pm 0,2 mm

Maks. krzywizna: 1,2 ÷ 1,6