



Płytki 384-dołkowe - czarne



Wykonane z PP. Płaskie, czarne denko o profilu F. Wymiary: 127,8 x 85,5 mm. Niesterylne. Wolne od RNaz i DNaz. Poziom endotoksyn <0,06 EU/ml. Pojemność dołka 120 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Dno	Szt./Op.
	781209	Płytki 384-dołkowe	czarne	F-kształtne	100 szt.

Opis

Wykonane z PP. Płaskie, czarne denko o profilu F. Wymiary: 127,8 x 85,5 mm. Niesterylne. Wolne od RNaz i DNaz. Poziom endotoksyn <0,06 EU/ml. Pojemność dołka 120 µl.