



Płytki testowe Cliniplate 96-dołkowe - białe

thermoscientific

Sterylnie. W kolorze białym. Z przezroczystą pokrywką. 96 dołków o pojemności 450 µl. Płaskie dno.

Miniatura



Nr-art.

95029770

Nazwa

Płytki Cliniplate - białe - z pokrywką - 96-dołkowe - sterylne

Szt./Op.

40 szt.

Opis

Sterylnie. W kolorze białym. Z przezroczystą pokrywką. 96 dołków o pojemności 450 µl. Płaskie dno.