



Chłodnice kulkowe Allihna 2 x NS - Lenz



Chłodnice kulkowe Allihna ze szlifami wykonane wg DIN 12 581 ze szkła borokrzemowego, 3.3. Z plastikowymi oliwkami z gwintem GL 14 lub z dwoma oliwkami szklanymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Di. płaszcz	Szlif zew.	Szlif wew.
	G-5461	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	160 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5462	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	160 mm	NS 19/26	NS 19/26
	G-5463	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	160 mm	NS 24/29	NS 24/29
	G-5464	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	160 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5465	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	250 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5466	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	250 mm	NS 19/26	NS 19/26
	G-5467	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	250 mm	NS 24/29	NS 24/29
	G-5468	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	250 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5469	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	400 mm	NS 24/29	NS 24/29
	G-5470	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	400 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5471	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	500 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5481	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	160 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5482	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	160 mm	NS 19/26	NS 19/26
	G-5483	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	160 mm	NS 24/29	NS 24/29
	G-5484	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	160 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5485	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	250 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5486	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	250 mm	NS 19/26	NS 19/26



G-5487	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14 250 mm	NS 24/29	NS 24/29
--------	----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------



G-5488	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14 250 mm	NS 29/32	NS 29/32
--------	----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------



G-5489	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14 400 mm	NS 24/29	NS 24/29
--------	----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------



G-5490	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14 400 mm	NS 29/32	NS 29/32
--------	----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------



G-5491	Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14 500 mm	NS 29/32	NS 29/32
--------	----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

Opis

Chłodnice kulkowe Allihna 2 x NS wg DIN 12 581. Wykonane ze szkła borokrzemowego, 3.3. Z plastikowymi oliwkami z gwintem GL 14 lub z dwoma oliwkami szklanymi.