




Chłodnice spiralne 2 x NS



Chłodnice spiralne 2 x NS wg DIN 12 592. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Z plastikowymi lub szklanymi oliwkami. Gwint GL.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Dł. płaszcz	Szlif zew.	Szlif wew.
	G-5501	Chłodnica spiralna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	160 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5502	Chłodnica spiralna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	250 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5503	Chłodnica spiralna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	400 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5504	Chłodnica spiralna 2 x NS	z oliwkami szklanymi	500 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5506	Chłodnica spiralna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	160 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5507	Chłodnica spiralna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	250 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5508	Chłodnica spiralna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	400 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5509	Chłodnica spiralna 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	500 mm	NS 29/32	NS 29/32

Opis

Chłodnice spiralne 2 x NS wg DIN 12 592. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Z plastikowymi lub szklanymi oliwkami. Gwint GL.