



## Chłodnice Liebiga 2 x NS



Chłodnice Liebiga 2 x NS wg DIN 12 756. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Z plastikowymi oliwkami z gwintem GL 14 lub z dwoma oliwkami szklanymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Dł. płaszczca	Szlif zew.	Szlif wew.
	G-5411	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	160 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5412	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	160 mm	NS 19/26	NS 19/26
	G-5413	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	250 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5414	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	250 mm	NS 19/26	NS 19/26
	G-5415	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	250 mm	NS 24/29	NS 24/29
	G-5416	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	250 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5417	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	400 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5418	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	400 mm	NS 19/26	NS 19/26
	G-5419	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	400 mm	NS 24/29	NS 24/29
	G-5420	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	400 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5421	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	500 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5422	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami szklanymi	750 mm	NS 29/32	NS 29/32
	G-5431	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	160 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5432	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	160 mm	NS 19/26	NS 19/26
	G-5433	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	250 mm	NS 14/23	NS 14/23
	G-5434	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	250 mm	NS 19/26	NS 19/26
	G-5435	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	250 mm	NS 24/29	NS 24/29



G-5436	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	250 mm	NS 29/32	NS 29/32
--------	--------------------------	-------------------------------	--------	----------	----------



G-5437	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	400 mm	NS 14/23	NS 14/23
--------	--------------------------	-------------------------------	--------	----------	----------



G-5438	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	400 mm	NS 19/26	NS 19/26
--------	--------------------------	-------------------------------	--------	----------	----------



G-5439	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	400 mm	NS 24/29	NS 24/29
--------	--------------------------	-------------------------------	--------	----------	----------



G-5440	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	400 mm	NS 29/32	NS 29/32
--------	--------------------------	-------------------------------	--------	----------	----------



G-5441	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	500 mm	NS 29/32	NS 29/32
--------	--------------------------	-------------------------------	--------	----------	----------



G-5442	Chłodnica Liebiga 2 x NS	z oliwkami plastikowymi GL 14	750 mm	NS 29/32	NS 29/32
--------	--------------------------	-------------------------------	--------	----------	----------

### Opis

Chłodnice Liebiga 2 x NS wg DIN 12 756. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Z plastikowymi oliwkami z gwintem GL 14 lub z dwoma oliwkami szklanymi.