



Płytki 96-stanowiskowe do mikrotestów

Wykonane z PP. Przeznaczone do przechowywania próbek i do screeningu. Nadają się do zamrażania substancji dla celów obróbki ręcznej i automatycznej. Mogą być zamykane za pomocą folii z poliestru i aluminium, mat zamykających z gumy silikonowej lub pasków. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kształt	Stopień czystości	Szt./Op.
	7-9706	Płytki do mikrotestów	PP	płaskie dno	niesterylne	100 szt.

Opis

Wykonane z PP. Przeznaczone do przechowywania próbek i do screeningu. Nadają się do zamrażania substancji dla celów obróbki ręcznej i automatycznej. Mogą być zamykane za pomocą folii z poliestru i aluminium, mat zamykających z gumy silikonowej lub pasków. Autoklawowalne. Przystosowane do składowania w niskich temperaturach. Odporne na działanie agresywnych mediów i rozpuszczalników.