



Płytki do mikrotestów - 96-stanowiskowe

Płytki z wyjątkowo przezroczystego materiału. Dostępne 3 różne profile: U-profil (okrągły), V-profil (stożkowy) i F-profil (płaski). Wykonane z PS lub z PP (wyższa odporność chemiczna oraz wytrzymałość na pęknięcia). Z numeracją dołków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Poj. dołka	Profil	Stopień czystości	Szt./Op.
	7-5180	Płytki do mikrotestów (PS)	0,3 ml	U	niesterylne	20 x 5 szt.
	7-5181	Płytki do mikrotestów (PS)	0,3 ml	U	sterylne	20 x 5 szt.
	7-5182	Płytki do mikrotestów (PP)	0,275 ml	U	sterylne	10 x 10 szt.
	7-5183	Płytki do mikrotestów (PS)	0,3 ml	V	niesterylne	20 x 5 szt.
	7-5184	Płytki do mikrotestów (PS)	0,3 ml	V	sterylne	20 x 5 szt.
	7-5185	Płytki do mikrotestów (PP)	0,200 ml	V	niesterylne	10 x 10 szt.
	7-5186	Płytki do mikrotestów (PS)	0,3 ml	F	niesterylne	20 x 5 szt.
	7-5187	Płytki do mikrotestów (PS)	0,3 ml	F	sterylne	20 x 5 szt.
	7-5188	Płytki do mikrotestów (PP)	0,275 ml	F	niesterylne	10 x 10 szt.
	7-5189	Pokrywki (PS) do płytek, aseptyczne	-	-	niesterylne	20 x 5 szt.
	7-5190	Pokrywki (PS) do płytek, sterylne R	-	-	sterylne	20 x 5 szt.

Opis

Płytki z wyjątkowo przezroczystego materiału. Dostępne 3 różne profile: U-profil (okrągły), V-profil (stożkowy) i F-profil (płaski). Wykonane z PS lub z PP (wyższa odporność chemiczna oraz wytrzymałość na pęknięcia). Z numeracją dołków. Możliwość nabycia pasującej pokrywki.