



## Płytki do PCR i mikrotestów



Cienkościenne płytki do PCR i mikrotestów. Wykonane z PP z otworami 0,2 ml. Autoklawowalne. Zapewniają szybkie przenoszenie ciepła. Przystosowane do wszystkich powszechnie znanych termocyklerów z 96-stanowiskowym formatem blokowym. Wolne od DNA, RNaz i DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	7-9715	Płytki do PCR i mikrotestów	96 dołków	0,2 ml	niesterylne	10 szt.
	7-9716	Płytki do PCR i mikrotestów	96 dołków	0,2 ml	sterylne	10 szt.
	7-9721	Płytki do PCR i mikrotestów	48 dołków	0,2 ml	niesterylne	20 szt.
	7-9722	Płytki do PCR i mikrotestów	24 dołki	0,2 ml	niesterylne	40 szt.
	7-9717	Paski zamykające	8 dołków	-	niesterylne	300 szt. (25x12)
	7-9718	Paski zamykające	8 dołków	-	sterylne	300 szt. (25x12)

### Opis

Cienkościenne płytki do mikrotestów z otworami 0,2 ml. Wykonane z PP. Kolor naturalny. Autoklawowalne. Bez pokrywki. Zapewniają szybkie przenoszenie ciepła. Przystosowane do wszystkich powszechnie znanych termocyklerów z 96-stanowiskowym formatem blokowym i otworami 0,2 ml. Wolne od DNA, RNaz i DNaz.