



## Butelki z PS do hodowli komórkowych

**BIOL@GIX**<sup>®</sup>

Butelki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego polistyrenu. Powierzchnia obrabiana próżniowo zapewnia doskonałą adhezję komórek. Pakowane po 5 szt. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Pow. wzrostu	Pojemność	Poj. maks.	Szt./Op.
	B-4250	Butelki z PS do hodowli komórkowych	z zakrętką z filtrem	25 cm <sup>2</sup>	7 ml	60 ml	200 szt.
	B-4251	Butelki z PS do hodowli komórkowych	z zakrętką z filtrem	75 cm <sup>2</sup>	25 ml	250 ml	100 szt.
	B-4252	Butelki z PS do hodowli komórkowych	z zakrętką z filtrem	175 cm <sup>2</sup>	50 ml	650 ml	40 szt.
	B-4255	Butelki z PS do hodowli komórkowych	ze szczelną zakrętką	25 cm <sup>2</sup>	7 ml	60 ml	200 szt.
	B-4256	Butelki z PS do hodowli komórkowych	ze szczelną zakrętką	75 cm <sup>2</sup>	25 ml	250 ml	100 szt.
	B-4257	Butelki z PS do hodowli komórkowych	ze szczelną zakrętką	175 cm <sup>2</sup>	50 ml	650 ml	40 szt.

### Opis

Butelki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego polistyrenu. Powierzchnia obrabiana próżniowo zapewnia doskonałą adhezję komórek. Pakowane po 5 szt.

#### Do wyboru dwa modele:

- ze szczelną zakrętką,
- z zakrętką z filtrem umożliwiającą wymianę gazową.

#### Pozostałe cechy:

- możliwość układania w stosy,
- krótkie, szerokie i wygięte szyjki umożliwiają łatwy dostęp,
- sterylizowane promieniami gamma,
- wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA,
- nie są cytotoksyczne,
- wolne od pirogenów.