

Płytki z PS do hodowli komórkowych



BIOLGIX[®]

Płytki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, które są zaprojektowane, aby w maksymalnym stopniu zapobiegać kontaminacji. Pakowane pojedynczo. Sterylne.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Liczba dołków | Dno | Pow. wzrostu | Pojemność | Szt./Op. |
|-----------|---------|---|---------------|---------|----------------------|-----------|----------|
| | B-4240 | Płytki do hodowli komórkowych 6 dołków | 6 | płaskie | 9,6 cm ² | 3,0 ml | 50 szt. |
| | B-4241 | Płytki do hodowli komórkowych 12 dołków | 12 | płaskie | 3,8 cm ² | 2,0 ml | 50 szt. |
| | B-4242 | Płytki do hodowli komórkowych 24 dołki | 24 | płaskie | 1,9 cm ² | 1,0 ml | 50 szt. |
| | B-4243 | Płytki do hodowli komórkowych 48 dołków | 48 | płaskie | 0,75 cm ² | 0,5 ml | 50 szt. |
| | B-4244 | Płytki do hodowli komórkowych 96 dołków | 96 | płaskie | 0,33 cm ² | 0,2 ml | 50 szt. |

Opis

Płytki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, które są zaprojektowane, aby w maksymalnym stopniu zapobiegać kontaminacji. Pakowane pojedynczo.

Pozostałe cechy:

- posiadają płaskie denka,
- sterylizowane promieniami gamma,
- wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA,
- nie są cytotoksyczne,
- wolne od pirogenów.

| Nr-Art. | Wersja | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) |
|---------|-------------------|---|
| B-4240 | Płytki 6-dołkowe | 85,4 x 127,6 x 20,2 mm |
| B-4241 | Płytki 12-dołkowe | 85,4 x 127,6 x 20,2 mm |
| B-4242 | Płytki 24-dołkowe | 85,4 x 127,6 x 20,2 mm |

| Nr-Art. | Wersja | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) |
|----------------|-------------------|--|
| B-4243 | Płytki 48-dołkowe | 85,4 x 127,6 x 20,2 mm |
| B-4244 | Płytki 96-dołkowe | 85,4 x 127,6 x 14,4 mm |