

Płytki z PS do hodowli komórkowych



BIOLGIX[®]

Płytki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, które są zaprojektowane, aby w maksymalnym stopniu zapobiegać kontaminacji. Pakowane pojedynczo. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Dno	Pow. wzrostu	Pojemność	Szt./Op.
	B-4240	Płytki do hodowli komórkowych 6 dołków	6	płaskie	9,6 cm ²	3,0 ml	50 szt.
	B-4241	Płytki do hodowli komórkowych 12 dołków	12	płaskie	3,8 cm ²	2,0 ml	50 szt.
	B-4242	Płytki do hodowli komórkowych 24 dołki	24	płaskie	1,9 cm ²	1,0 ml	50 szt.
	B-4243	Płytki do hodowli komórkowych 48 dołków	48	płaskie	0,75 cm ²	0,5 ml	50 szt.
	B-4244	Płytki do hodowli komórkowych 96 dołków	96	płaskie	0,33 cm ²	0,2 ml	50 szt.

Opis

Płytki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, które są zaprojektowane, aby w maksymalnym stopniu zapobiegać kontaminacji. Pakowane pojedynczo.

Pozostałe cechy:

- posiadają płaskie denka,
- sterylizowane promieniami gamma,
- wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA,
- nie są cytotoksyczne,
- wolne od pirogenów.

Nr-Art.	Wersja	Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)
B-4240	Płytki 6-dołkowe	85,4 x 127,6 x 20,2 mm
B-4241	Płytki 12-dołkowe	85,4 x 127,6 x 20,2 mm
B-4242	Płytki 24-dołkowe	85,4 x 127,6 x 20,2 mm

Nr-Art.	Wersja	Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)
B-4243	Płytki 48-dołkowe	85,4 x 127,6 x 20,2 mm
B-4244	Płytki 96-dołkowe	85,4 x 127,6 x 14,4 mm