




Płytki Deep-Well, 96-stanowiskowe (PP)

Płytki 96-stanowiskowe wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Do PCR oraz wysokosprawnych testów przesiewowych (HTS). Wolne od RNaz, DNaz i pirogenów. Produkowane w warunkach sterylnych. Idealne do długotrwałego przechowywania próbek. Odznaczają się znakomitą odpornością chemiczną (m.in. DMSO) i temperaturową do -80°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Materiał	Kształt	Poj. dołka	Dno	Szt./Op.
	7-5120	Płytki Deep-Well	96 dołków	PP	okrągłe	1100 µl	U-kształtne	10 x 5 szt.
	7-5121	Płytki Deep-Well	96 dołków	PP	okrągłe	500 µl	V-kształtne	10 x 5 szt.
	7-5122	Płytki Deep-Well	96 dołków	PP	okrągłe	2000 µl	U-kształtne	10 x 5 szt.
	7-5123	Płytki Deep-Well	384 dołki	PP	kwadratowe	120 µl	U-kształtne	10 x 5 szt.
	7-5124	Płytki Deep-Well	384 dołki	PP	kwadratowe	240 µl	U-kształtne	10 x 5 szt.
	7-5125	Płytki Deep-Well	96 dołków	PP	kwadratowe	2000 µl	V-kształtne	10 x 5 szt.

Opis

Płytki 96-stanowiskowe wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Do PCR oraz wysokosprawnych testów przesiewowych (HTS). Wolne od RNaz, DNaz i pirogenów. Produkowane w warunkach sterylnych. Idealne do długotrwałego przechowywania próbek. Odznaczają się znakomitą odpornością chemiczną (m.in. DMSO) i temperaturową do -80°C. Wymiary zgodne z formatem SBS. Kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi systemami automatycznego pipetowania. Kolor naturalny. Możliwość dokupienia mat uszczelniających z silikonu. Dno o profilu U.