



Płytki Deep-Well 96-stanowiskowe z PP



Płytki Deep-Well z szerokimi zagłębieniami ułatwiającymi pobór próbek. Przystosowane szczególnie do użytku w automatach. Wykonane z PP. Autoklawowalne. Wolne od RNaz i DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Materiał	Poj. dołka	Szt./Op.
	7-2225	Płytki Deep-Well	96 dołków	PP	1,0 ml	50 szt.
	7-2224	Płytki Deep-Well	96 dołków	PP	2,2 ml	50 szt.

Opis

Płytki Deep-Well z szerokimi zagłębieniami ułatwiającymi pobór próbek. Przystosowane szczególnie do użytku w automatach. Wykonane z PP. Autoklawowalne. Wolne od RNaz i DNaz.