



## Płytki testowe do hodowli komórkowych



Płytki szwajcarskiej firmy TPP. Sterylne. Materiał PS. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia, dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i oznakowaniu żółtym paskiem. Prążkowany obszar z boku płytki gwarantuje pewny chwyt podczas jej przenoszenia. Oznakowane alfanumerycznie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Obj. dołka	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	B-0684	Płytki do hodowli komórkowych 6 dołków	6	15,53 ml	18 x 4 szt.	72 szt.	92406
	B-0680	Płytki do hodowli komórkowych 6 dołków	6	15,53 ml	pak. ind.	126 szt.	92006
	B-0685	Płytki do hodowli komórkowych 12 dołków	12	6,30 ml	18 x 4 szt.	72 szt.	92412
	B-0681	Płytki do hodowli komórkowych 12 dołków	12	6,30 ml	pak. ind.	126 szt.	92012
	B-0686	Płytki do hodowli komórkowych 24 dołki	24	3,29 ml	18 x 4 szt.	72 szt.	92424
	B-0682	Płytki do hodowli komórkowych 24 dołki	24	3,29 ml	pak. ind.	126 szt.	92024

### Opis

Płytki szwajcarskiej firmy TPP. Sterylne. Materiał PS. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia, dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i oznakowaniu żółtym paskiem. Prążkowany obszar z boku płytki gwarantuje pewny chwyt podczas jej przenoszenia. Oznakowane alfanumerycznie. Umożliwiają zachowanie całkowicie płaskiej powierzchni wzrostu. Krystalicznie przejrzyste. Dno dołka płaskie (profil F). Dostępne w indywidualnych opakowaniach, pakowane po 4 szt., wolne od DNaz i RNaz.