

Fiolki szklane z gwintem krótkim ND9



Fiolki szklane przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie substancjami lepкими. Ich wymiary to 32 x 11,6 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	7-0673	Fiolki szklane z gwintem	bezbarwny	1,5 ml	ND9	100 szt.
	7-0674	Fiolki szklane z gwintem, silanizowane	bezbarwny	1,5 ml	ND9	100 szt.
	7-0675	Fiolki szklane z gwintem, z polem na opis i skalą	bezbarwny	1,5 ml	ND9	100 szt.
	7-0676	Fiolki szklane z gwintem, z polem na opis i skalą	oranżowe	1,5 ml	ND9	100 szt.
	7-0677	Fiolki szklane z gwintem, silanizowane, z polem na opis i skalą	oranżowe	1,5 ml	ND9	100 szt.
	7-0678	Fiolki szklane z gwintem, ze stożkiem wewnętrznym 15 µl	bezbarwny	1,1 ml	ND9	100 szt.
	7-0679	Fiolki szklane z gwintem, ze zintegrowanym mikrowkładem, z polem na opis i skalą	bezbarwny	0,2 ml	ND9	100 szt.

Opis

Fiolki szklane przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie substancjami lepкими.

Wymiary: 32 x 11,6 mm

Zakrętki prosimy zamawiać osobno.