



Wytrząsarka PSU-2T do płytek mikrolitrowych



Wytrząsarka PSU-2T nadaje się do testów płytkowych (m.in. immunologicznych). Urządzenie ma możliwość regulacji prędkości od 150 do 1200 obr./min. Jest wyposażone w cyfrowy timer (1 min – 24 godz.). Może być używane w trybie ciągłej pracy nawet przez 168 godzin. Pracuje prawidłowo w temperaturach od 4°C do 40°C. W zestawie z wytrząsarką dołączona jest platforma na dwie płytki 96-dołkowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Wym. platformy
	K-0175	Wytrząsarka do płytek mikrolitrowych PSU-2T	150-1200 obr./min.	220 x 205 x 90 mm

Opis

Wytrząsarka PSU-2T marki Biosan została zaprojektowana z myślą o testach płytkowych (min. immunologicznych). Urządzenie wykonuje płynny ruch platformy nawet przy niskich prędkościach. Wytrząsarka jest kompaktowa, zajmuje niewiele miejsca na stanowisku pracy.

Umożliwia **regulację prędkości w zakresie 150 - 1200 obr./min.** Posiada **cyfrowy timer (1 min - 24 godz.).** Charakteryzuje się amplitudą ruchu 2 mm. Jej **wymiary to 220 x 205 x 90 mm, waga wynosi 2 kg.** Jest zasilana zasilaczem zewnętrznym (**12V, 280 mA**).

Wytrząsarka może być używana w trybie ciągłej pracy przez nawet 7 dni. **Pracuje w temperaturach od 4°C do 40°C.** Można ją zatem stosować zarówno w warunkach chłodniczych, jak i w inkubatorach. Wyświetlacz umożliwia odczyt czasu oraz prędkości.

Wytrząsarka PSU-2T sprzedawana jest w zestawie z **platformą na dwie płytki 96-dołkowe.** Dodatkowo w sprzedaży dostępna jest również [platforma IPP-4](#) mieszcząca 4 płytki.

Dane techniczne

Parametr	Wytrząsarka do płytek mikrolitrowych PSU-2T
Zakres regulacji prędkości	150-1200 obr./min
Timer cyfrowy	1 min - 24 godz.

Parametr	Wytrząsarka do płytek mikrolitrowych PSU-2T
Napęd	bezpośredni
Maksymalny czas pracy ciągłej	168 godz.
Amplituda ruchu	2 mm
Wymiary	220 x 205 x 90 mm
Waga	2 kg
Zasilanie	12V, 280 mA