




Płytki 96-dołkowe Thermowell® do PCR - czarne

CORNING

Czarne płytki 96-dołkowe do PCR. Wykonane z polipropylenu. Posiadają ramkę wysokości 4 mm. Wolne od RNaz i DNaz. Opakowanie zawiera 25 szt.

Miniatura



Nr-art.

7-4211

Nazwa

Płytki 96-dołkowe Thermowell® do PCR

Kolor

czarne

Szt./Op.

25 szt.

Nr producenta

6567

Opis

Czarne płytki 96-dołkowe do PCR. Wykonane z polipropylenu. Posiadają ramkę wysokości 4 mm. Wolne od RNaz i DNaz. Opakowanie zawiera 25 szt.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.