



Urządzenie Cap-It do nakładania pokrywek



Urządzenie Cap-It przeznaczone do łatwego zamykania 8-stanowiskowych pasków do PCR oraz 96-stanowiskowych płytek do PCR i mikrotestów za pomocą 8-stanowiskowych pokrywek w paskach lub mat zamykających.

Miniatura



Nr-art.

7-9713

Nazwa

Urządzenie Cap-It do nakładania pokrywek

Opis

Urządzenie Cap-It firmy Thermo Scientific przeznaczone jest do łatwego zamykania 8-stanowiskowych pasków do PCR oraz 96-stanowiskowych płytek do PCR i mikrotestów za pomocą 8-stanowiskowych pokrywek w paskach lub mat zamykających. Poprzez naciskanie i odpowiednie rozwijanie pokrywki zostają mocno wciśnięte w otwory, a płytki bezpiecznie zamknięte bez dotykania ich powierzchni. Wykonane z PP, w pełni autoklawowalne.