



Fiolki Wheaton - przezroczyste - 1,5 ml i 2 ml - w pudełku

WHEATON[®]

Fiolki Wheaton ze szkła borokrzemowego w zestawie z zakrętką i septą - pojemność 1,5 ml lub 2 ml. Pakowane w praktyczne pudełka z przegródkami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Zakrętka	Septa	Gwint	Szt./Op.
	9-0172	Fiolki Wheaton	bezbarwny	2 ml	12 x 38 mm	bez otworu	guma 14B	8-425	60 szt.
	9-0174	Fiolki Wheaton	bezbarwny	1,5 ml	12 x 35 mm	z otworem	PTFE/silkon	8-425	60 szt.
	9-0176	Fiolki Wheaton	bezbarwny	2 ml	12 x 38 mm	z otworem	PTFE/guma 14B	8-425	60 szt.

Opis

Fiolki Wheaton wykonane ze szkła borokrzemowego 33 spełniającego normy USP Typ I i ASTM E 438 Typ I klasa A. Dostarczane w zestawie ze zmontowanymi zakrętkami i septami. Pakowane w praktyczne pudełka polistyrenowe z kartonowymi przegródkami.

Nr art. 9-0172

Fiolki ze szkła borokrzemowego Wheaton 33 z zakrętką i białą gumową wkładką. Odporne na zmiany temperatury. W pudełku nadającym się do ponownego użycia.

Nr-art. 9-0174

Fiolki z zakrętką z otworem i septą gumowo-silikonową, powleczoną teflonem. Artykuł 9-9174 to standardowa butelka do autosamplera o wymiarach 12 x 32 mm (bez zakrętki).

Nr-art. 9-0176

Fiolki z podziałką. Zakrętka z otworem i septą gumowo-silikonową, pokrytą teflonem. Fiolki 2 ml posiadają podziałkę co 0,2 ml. Dostarczane w pudełku nadającym się do ponownego użycia.