



Folie uszczelniające na płytki do PCR - z aluminium/PP

Folie do uszczelniania na gorąco. Wykonane z AL/PP. Przeznaczone do płytek do PCR i płytek do mikrotestów z PP. Można je bez trudu ściągnąć z płytek.

Miniatura



Nr-art.

7-2210

Nazwa

Folie uszczelniające na płytki do PCR

Szt./Op.

100 szt.

Opis

Folie do uszczelniania na gorąco. Wykonane z AL/PP. Przeznaczone do płytek do PCR i płytek do mikrotestów z PP. Można je bez trudu ściągnąć z płytek.