




Mata uszczelniająca do płytek 96-dołkowych, do kultur tkankowych i komórkowych - Brand



Arkusze folii uszczelniającej do płytek wykonane z materiału Rayon. Nadają się szczególnie do stosowania w hodowlach komórkowych i tkankowych. Gazoprzepuszczalne. Odporne na temperatury w zakresie -20°C do 80°C. Samoprzylepne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0425	Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do kultur tkankowych i komórkowych	niesterylne	701364	100 szt.
	K-0426	Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do kultur tkankowych i komórkowych	sterylne	701365	50 szt.

Opis

Arkusze folii uszczelniającej do płytek wykonane z materiału Rayon. Nadają się szczególnie do stosowania w hodowlach komórkowych i tkankowych. Gazoprzepuszczalne. Odporne na temperatury w zakresie -20°C do 80°C. Samoprzylepne. Dostępne w wersji sterylnej oraz niesterylnej.