



Statywy dwustronne Moonlab[®] na probówki o poj. 0,5/1,5/2,0 ml - 96-miejscowe

moonlab

Stabilne, dwustronne statywy z przezroczystą pokrywką. Wyposażone w 96 + 6 dodatkowych stanowisk na probówki. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Przeznaczone na probówki o średnicy od 6 do 13 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc	Kolor	Dł. x szer. x wys.
	4-0009	Statyw dwustronny z pokrywką o poj. 0,5/1,5/2,0 ml		(96 + 6) x 2	zielony	220 x 150 x 50 mm
	4-0010	Statyw dwustronny z pokrywką o poj. 0,5/1,5/2,0 ml		(96 + 6) x 2	żółty	220 x 150 x 50 mm
	4-0011	Statyw dwustronny z pokrywką o poj. 0,5/1,5/2,0 ml		(96 + 6) x 2	niebieski	220 x 150 x 50 mm

Opis

Stabilne, dwustronne statywy z przezroczystą pokrywką. Wyposażone w 96+6 dodatkowych stanowisk na probówki. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Przeznaczone na probówki o średnicy od 6 do 13 mm. Nadają się do przechowywania w lodówce.

Część górna: 12 x 8 rzędów na probówki o poj. 1,5 lub 2,0 ml (96 stanowisk) z 6 dodatkowymi stanowiskami na probówki o poj. 0,5 ml.

Część dolna: 12 x 8 rzędów na probówki o poj. 0,5 ml (96 stanowisk) z 6 dodatkowymi stanowiskami na probówki o poj. 1,5/2,0 ml.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 220 x 150 x 50 mm.

Materiał: polipropylen (PP).