



Folie uszczelniające - z laminowanego aluminium

Folie z samoprzylepnym spodem. Doskonałe do płytek MTP i płytek do PCR. Nie zwijają się przy odrywaniu papieru ochronnego. Wykonane z laminowanego aluminium. Wolne od RNaz i DNaz. Odporne na temperatury stosowane w technikach PCR. Mogą być przekłuwane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	7-2212	Folie uszczelniające na płytki do PCR	120 x 78 mm (dł. x szer.)	100 szt.

Opis

Folie z samoprzylepnym spodem. Doskonałe do płytek MTP i płytek do PCR. Nie zwijają się przy odrywaniu papieru ochronnego. Wykonane z laminowanego aluminium. Wolne od RNaz i DNaz. Odporne na temperatury stosowane w technikach PCR. Mogą być przekłuwane. Łatwe do ściągnięcia, a mimo tego odpowiednio grube. Z możliwością ponownego zamknięcia bez strat dyfuzyjnych.