



Parownice szklane z wylewem SIMAX

SIMAX[®]
 Glass that Lasts

Parownice płaskodenne z wylewem, wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 o wysokiej odporności chemicznej i termicznej. Przeznaczone do odparowywania roztworów oraz przygotowywania próbek. Dostępne w pojemnościach od 10 ml do 2500 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1850	Parownica szklana z wylewem	10 ml	40 mm	18 mm
	S-1851	Parownica szklana z wylewem	15 ml	50 mm	25 mm
	S-1852	Parownica szklana z wylewem	45 ml	60 mm	30 mm
	S-1853	Parownica szklana z wylewem	60 ml	70 mm	35 mm
	S-1854	Parownica szklana z wylewem	90 ml	80 mm	45 mm
	S-1855	Parownica szklana z wylewem	170 ml	95 mm	55 mm
	S-1856	Parownica szklana z wylewem	320 ml	115 mm	65 mm
	S-1857	Parownica szklana z wylewem	600 ml	140 mm	80 mm
	S-1858	Parownica szklana z wylewem	1500 ml	190 mm	100 mm
	S-1859	Parownica szklana z wylewem	2500 ml	230 mm	130 mm

Opis

Parownice płaskodenne z wylewem to naczynia laboratoryjne przeznaczone do procesów związanych z ogrzewaniem i odparowywaniem roztworów. **Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, są odporne na działanie wysokiej temperatury, większości kwasów oraz roztworów zasadowych.**

Wylew umożliwia wygodne przelewanie cieczy po zakończonym procesie, a gładka powierzchnia szkła ułatwia mycie. Płaskie dno zapewnia stabilne ustawienie naczynia podczas pracy.

Parownice **dostępne są w szerokim zakresie pojemności - od 10 ml do 2500 ml** - co pozwala dobrać naczynie

odpowiednie do objętości odparowywanego roztworu. Dzięki swojej funkcjonalności parownice te znajdują zastosowanie w laboratoriach chemicznych, analitycznych, dydaktycznych, badawczych oraz w jednostkach przemysłowych.