



Fiolki z zakrętkami i septami - 4,0 ml

Fiolki wykonane ze szkła. Z zakrętką z otworem i septą z butylu pokrytą teflonem (do jednorazowych iniekcji). Przeznaczone do przechowywania małych ilości substancji, np. stosowanych w chromatografii gazowej. Zawartość fiolki może być pobierana za pomocą igły.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Gwint	Septa	Szt./Op.
	2-1001	Fiolki z zakrętkami i septami	bezbarwny	4,0 ml	13-425	Butyl / PTFE	100 szt.

Opis

Fiolki wykonane ze szkła. Z zakrętką z otworem i septą z butylu pokrytą teflonem (do jednorazowych iniekcji). Przeznaczone do przechowywania małych ilości substancji, np. stosowanych w chromatografii gazowej. Zawartość fiolki może być pobierana za pomocą igły.