



Maty uszczelniające na płytki do PCR 96- stanowiskowe - z silikonu

Maty uszczelniające wykonane z silikonu. Przeznaczone do zamykania płytek do PCR 96-
stanowiskowych. Kodowane alfanumerycznie. Mogą być z łatwością przekłuwane.
Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. Wolne od RNaz i DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	7-2223	Maty uszczelniające na płytki do PCR 96-stanowiskowe	10 szt.

Opis

Maty uszczelniające wykonane z silikonu. Przeznaczone do zamykania płytek do PCR 96-
stanowiskowych. Kodowane alfanumerycznie. Mogą być z łatwością przekłuwane. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. Wolne od RNaz i DNaz.