





Statyw z PP na próbki - śr. otw. 13-20 mm

Ekonomiczne statywy laboratoryjne. Wykonane z PP. Dostarczane w formie zmontowanej. Autoklawowalne.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Kolor
	P-2031	Statyw ekonomiczny z PP	13 mm	6 x 15	90 miejsc	biały
	P-2032	Statyw ekonomiczny z PP	16 mm	5 x 12	60 miejsc	czerwony
	P-2033	Statyw ekonomiczny z PP	20 mm	4 x 10	40 miejsc	niebieski
	P-2034	Statyw ekonomiczny z PP	25 mm	3 x 8	24 miejsca	żółty

Opis

Ekonomiczne statywy laboratoryjne przeznaczone do próbek o różnych średnicach. Do wyboru są statywy w trzech rozmiarach, na próbki o średnicach 13 mm, 16 mm lub 20 mm. Stojaki te łatwo utrzymać ponieważ wykonane są z PP i mogą być autoklawowane. Posiadają alfanumeryczne kodowanie rzędów ułatwiające identyfikację próbek. Dostarczany w formie zmontowanej.

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 105 x 250 x 68 mm.