




Maty uszczelniające do płytek PCR - z silikonu

Maty wykonane z silikonu, który zachowuje elastyczność nawet przy najniższych temperaturach. Przeznaczone do zamykania płytek 96- oraz 384-stanowiskowych. Wielokrotnego użytku. Mogą być autoklawowane i przekłuwane. Idealne do wysokosprawnych testów przesiewowych (HTS) oraz długotrwałego przechowywania próbek.

Miniatura



Nr-art.

7-5162

Nazwa

Maty silikonowe do płytek PCR - płaskie

Szt./Op.

10 szt.

Opis

Maty wykonane z silikonu, który zachowuje elastyczność nawet przy najniższych temperaturach. Przeznaczone do zamykania płytek 96- oraz 384-stanowiskowych. Wielokrotnego użytku. Mogą być autoklawowane i przekłuwane. Idealne do wysokosprawnych testów przesiewowych (HTS) oraz długotrwałego przechowywania próbek. Po przekłuciu w dalszym ciągu zapewniają hermetyczne zamknięcie. Doskonała odporność chemiczna na rozpuszczalniki (m.in. DMSO).

Model **7-5162** jest odporny na temperaturę w zakresie od **-80°C** do **+121°C**.