



Maty uszczelniające MT-SealMat

Maty uszczelniające wykonane z gumy. Z miękkimi wypustkami. Przeznaczone do 96-stanowiskowych płytek mikrotitracyjnych (Uwaga: nie nadają się do płytek z poliwęglanu). Wielokrotnego użytku. Po odpowiednim dociśnięciu zapewniają szczelne zamknięcie poszczególnych dołków. Nie wymagają dodatku oleju mineralnego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	A-710889	Maty uszczelniające do płytek mikrotitracyjnych	5 szt.

Opis

Maty uszczelniające wykonane z gumy. Z miękkimi wypustkami. Przeznaczone do 96-stanowiskowych płytek mikrotitracyjnych (Uwaga: nie nadają się do płytek z poliwęglanu). Wielokrotnego użytku. Po odpowiednim dociśnięciu zapewniają szczelne zamknięcie poszczególnych dołków. Nie wymagają dodatku oleju mineralnego. Po użyciu mogą zostać autoklawowane lub poddane sterylizacji powierzchniowej podchlorynem sodu. Możliwość ponownego zastosowania do 50 razy. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Opakowanie zawiera 5 sztuk.