



## Mieszadła magnetyczne Multistirrer 6 Digital i Multistirrer 15 Digital



Cyfrowe, 6-stanowiskowe mieszadło magnetyczne z programowalnym timerem oraz funkcją pracy ciągłej. Może pomieścić 6 zlewek o średnicy do 85 mm i objętości cieczy do 400 ml. Pracuje w zakresie prędkości 80-1500 obr./min, ma łagodny start i szybki rozruch, a także bardzo dokładną, elektroniczną kontrolę prędkości i funkcję automatycznej zmiany kierunku mieszania. Nie przegrzewa się, dlatego może być stosowane do pracy ciągłej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Liczba miejsc
	B-8212	Mieszadło magnetyczne Multistirrer 6 Digital	80-1500 obr./min	6 miejsc
	B-8213	Mieszadło magnetyczne Multistirrer 15 Digital	80-1500 obr./min	15 miejsc

### Opis

Mieszadła magnetyczne serii Multistirrer Digital są dostępne zarówno w wersji 6- jak i 15-stanowiskowej. Wyposażone w cyfrowy wyświetlacz oraz programowalny timer (1-900 minut). Mogą jednocześnie mieszać zawartość kilku kolb lub zlewek. Zakres prędkości mieszania wynosi 80-1500 obr./min. Posiadają łagodny start, a także szybki i płynny rozruch. Elektroniczna kontrola prędkości jest bardzo dokładna – również przy niskich prędkościach. Mieszadła mają funkcję automatycznej zmiany kierunku mieszania (5-900 sekund). Dzięki ergonomicznym rozmiarom (niewielkiej wysokości i małemu ciężarowi), nadają się również do niewielkich laboratoriów. Mogą być stosowane do pracy ciągłej – nawet kilkudniowa, ciągła praca nie spowoduje przegrzania urządzenia. Idealne do wielu zastosowań w dziedzinie mikrobiologii i biochemii – zwłaszcza polecane do mikrotitracji.

### Dane techniczne

Parametr	Multistirrer 6 Digital	Multistirrer 15 Digital
<b>Moc</b>	3,6 W	9,0 W
<b>Zakres prędkości</b>	80 - 1500 obr./min	80 - 1500 obr./min
<b>Krok co</b>	10 obr./min	10 obr./min

<b>Parametr</b>	<b>Multistirrer 6 Digital</b>	<b>Multistirrer 15 Digital</b>
<b>Kontrola prędkości</b>	cyfrowa	cyfrowa
<b>Timer</b>	1-900 min lub praca ciągła	1-900 min lub praca ciągła
<b>Ilość stanowisk</b>	6	15
<b>Odległość między centrami kolejnych stanowisk</b>	100 mm	74 mm
<b>Maks. obj. mieszanej cieczy na jednym stanowisku (wody)</b>	400 ml	250 ml
<b>Wymiary (szer. x wys. x gł.)</b>	230 x 51,5 x 370 mm	230 x 51,5 x 370 mm
<b>Ciężar</b>	1,75 kg	2,1 kg