









## Statywy i uchwyty do pipet Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

System statywów, uchwytów Eppendorf zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie pipet manualnych i elektronicznych. Wspiera organizację pracy w laboratorium, umożliwiając przechowywanie modeli takich jak: Research<sup>®</sup>, Research<sup>®</sup> plus, Reference<sup>®</sup>, Reference<sup>®</sup> 2, Biomaster<sup>®</sup>, Xplorer<sup>®</sup>, Xplorer<sup>®</sup> plus, Multipette<sup>®</sup> M4, Multipette<sup>®</sup> E3/E3x oraz Multipette<sup>®</sup> stream/Xstream.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9570	Statyw karuzelowy 2	3116 000.015
	K-9571	Statyw do pipet 2	3116 000.058
	K-9575	Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Research <sup>®</sup> , Research <sup>®</sup> plus, Reference <sup>®</sup> , Reference <sup>®</sup> 2 lub Biomaster <sup>®</sup>	3116 000.112
	K-9576	Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer <sup>®</sup> lub Xplorer <sup>®</sup> plus - bez funkcji ładowania	3116 000.120
	K-9577	Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette <sup>®</sup> E3/E3x i Multipette <sup>®</sup> stream/Xstream - bez funkcji ładowania	3116 000.139
	K-9578	Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette <sup>®</sup> M4	3116 000.147

### Opis

System statywów oraz uchwytów dla pipet Eppendorf został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego, higienicznego i prawidłowego miejsca dla przechowywania pipet manualnych oraz elektronicznych. Dzięki modułowej konstrukcji i szerokiej kompatybilności, rozwiązanie to doskonale sprawdza się w każdym laboratorium, wspierając organizację pracy i minimalizując ryzyko kontaminacji.

### Statywy karuzelowy 2

Funkcjonalny statyw karuzelowy, na którym można przechowywać maksymalnie sześć pipet manualnych Eppendorf (zarówno jedno-, jak i wielokanałowych) – w tym **Eppendorf Research<sup>®</sup>, Research<sup>®</sup> plus, Reference<sup>®</sup>, Reference<sup>®</sup> 2 lub Biomaster<sup>®</sup>**. Po dołączeniu opcjonalnego uchwytu dodatkowego możliwe jest również przechowywanie na statywie modelu **Multipette<sup>®</sup>**. Statyw posiada wygodną rączkę do łatwego przenoszenia. Uchwyty do statywu mogą być stosowane zamiennie, a ich montaż jest prosty i nie wymaga dodatkowych narzędzi. Uchwyty na statywie mogą być ustawiane w dwóch orientacjach (obracane o 180 stopni).

## Statyw do pipet 2

Statyw przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety **Eppendorf Multipette® M4**. W połączeniu z opcjonalnymi uchwytami może również być stosowany do przechowywania pozostałych pipet manualnych Eppendorf. Statyw do pipet 2 posiada gumową stopkę, zabezpieczającą. Statyw nie posiada funkcji ładowania.

### **Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 lub Biomaster®**

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety **Eppendorf Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 lub Biomaster®**. Nadaje się do montażu ściennego (w dostawie dołączona jest taśma klejąca) lub montażu na statywie karuzelowym 2 oraz [ładowarce karuzelowej 2](#). Na uchwycie znajdują się oznaczenia pozwalające na wybranie orientacji uchwytu do konkretnej pipety - z jednej strony znajduje się uchwyt do modeli **Eppendorf Research®, Research® plus i Reference®**, z drugiej strony natomiast uchwyt do modeli **Reference® 2**.

### **Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus - bez funkcji ładowania**

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety **Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus** (bez funkcji ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (w dostawie dołączona jest taśma klejąca) lub montażu na statywie karuzelowym 2.

### **Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream - bez funkcji ładowania**

Umożliwia przechowywanie pojedynczej pipety **Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream** (bez funkcji ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (w dostawie dołączona jest taśma klejąca) lub montażu na statywie karuzelowym 2.

### **Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette® M4**

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety **Multipette® M4**. Nadaje się do montażu ściennego (w dostawie dołączona jest taśma klejąca) lub montażu na statywie karuzelowym 2 oraz ładowarce karuzelowej 2.