




Pudełko na końcówki do pipet o poj. 1000 µl

bicappa LAB

Pudełko na końcówki do pipet. Może pomieścić 96 szt. większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne.

Nowy model pudełka można znaleźć pod kodem [B-0714](#).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na końcówki	Liczba miejsc	Szt./Op.
	B-0708	Pudełko na końcówki do pipet	1000 µl	96 miejsc	1 szt.

Opis

Pudełko na końcówki do pipet. Może pomieścić 96 szt. większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne.

Pudełko nie jest kompatybilne z końcówkami firmy HTL i Gilson.

Nowy model pudełka można znaleźć pod kodem [B-0714](#).