



Pudełko 96-miejscowe na próbki PCR pojedyncze lub w paskach



96-stanowiskowe (8 x 12 miejsc) pudełko w komplecie z przezroczystą, pyłoszczelną pokrywką. Przystosowane do próbek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość ustawiania piętrowego. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Do wyboru w różnych kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-2600	Pudełko 96-miejscowe na próbki PCR	żółte
	2-2601	Pudełko 96-miejscowe na próbki PCR	zielone
	2-2602	Pudełko 96-miejscowe na próbki PCR	pomarańczowe
	2-2603	Pudełko 96-miejscowe na próbki PCR	różowe
	2-2604	Pudełko 96-miejscowe na próbki PCR	niebieskie

Opis

96-stanowiskowe (8 x 12 miejsc) pudełko w komplecie z przezroczystą, pyłoszczelną pokrywką. Przystosowane do próbek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość ustawiania piętrowego. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Do wyboru w różnych kolorach.

Wymiary z pokrywką (dł. x szer. wys.): 125 x 88 x 32 mm.