





Zestaw pincet antystatycznych w etui

Zestaw pincet z antystatycznej stali zawierający modele o różnych kształtach i rozmiarach. Dostarczane w praktycznym etui.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	L-0430	Zestaw pincet antystatycznych	10 szt.
	L-0432	Zestaw pincet antystatycznych i szpatułki dwustronnej	12 szt.

Opis

Zestaw pincet wykonanych z antystatycznej stali. Zawiera pincety o różnych kształtach i rozmiarach. Odporne na korozję, antymagnetyczne, nadają się do stosowania w elektronice. Etui zamykane na zamek błyskawiczny.

Kolor powłoki: czarny.

W zestawie L-0430 znajdują się następujące typy pincet: ESD-10, ESD-11, ESD-12, ESD-13, ESD-14, ESD-15, ESD-16, ESD-17, ESD-18, ESD34A-sa.

W zestawie L-0432 znajdują się następujące typy pincet: ESD-10, ESD-11, ESD-12, ESD-13, ESD-14, ESD-15, ESD-16, ESD-17, ESD-18, ESD-19, ESD34A-sa **oraz szpatułka dwustronna.**