



Cyclic diguanosine monophosphate (c-diGMP)



c-diGMP to bakteryjny przekaźnik drugorzędowy oraz ligand STING.

Miniatura



Nr-art.

C057-01

C057-05

Nazwa

c-diGMP

c-diGMP

Ilość

1 µmol

5 x 1 µmol

Opis

Cyclic diguanosine monophosphate (c-diGMP) to bakteryjny przekaźnik drugorzędowy oraz ligand STING. Dostarczany w formie roztworu soli sodowej.

Dane techniczne

Parametr

C 057

Numer CAS	61093-23-0
Czystość	> 98% HPLC (zazwyczaj > 99%)
Postać	sól sodowa
Temp. przechowywania	-20°C
Temp. transportowania	temp. otoczenia
Wzór cząsteczkowy	C ₂₀ H ₂₄ N ₁₀ O ₁₄ P ₂ (forma kwasowa)
Masa cząsteczkowa	690,4 g/mol (forma kwasowa)
Maks. absorpcja	253 nm
Molowy współczynnik ekstynkcji ε	23700 dm ³ /(mol·cm)