

Pudełka Kryobox A4 - PCR

Pudełka do przechowywania probówek o poj. 0,2 ml pojedynczych lub w paskach. Posiadają 144 miejsca w rzędach 12 x 12. Z numeracją stanowisk.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	B-3713	Kryobox A4 - PCR	przezroczysty
	B-3714	Kryobox A4 - PCR	żółty
	B-3715	Kryobox A4 - PCR	niebieski
	B-3716	Kryobox A4 - PCR	zielony
	B-3717	Kryobox A4 - PCR	różowy
	B-3718	Kryobox A4 - PCR	pomarańczowy
	B-3719	Kryobox A4 - czarna podstawa i czarna pokrywa	czarny

Opis

Pudełka do przechowywania probówek o poj. 0,2 ml pojedynczych lub w paskach. Posiadają 144 miejsca w rzędach 12 x 12. Z numeracją stanowisk.

Wymiary: wys. 32 mm, dł. x szer.: 130 x 130 mm.

Materiał: polipropylen.