



## Pudełka Kryobox A3

Pudełka 100-miejscowe (rzędy 10 x 10). Przeznaczone do przechowywania probówek 0,5 ml o śr. do 8,5 mm. Posiadają numerację stanowisk.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                         | Kolor         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------|
|    | B-3706  | Kryobox A3                                    | przezroczysty |
|    | B-3707  | Kryobox A3                                    | żółty         |
|    | B-3708  | Kryobox A3                                    | niebieski     |
|    | B-3709  | Kryobox A3                                    | zielony       |
|  | B-3710  | Kryobox A3                                    | różowy        |
|  | B-3711  | Kryobox A3                                    | pomarańczowy  |
|  | B-3712  | Kryobox A3 - czarna podstawa i czarna pokrywa | czarny        |

### Opis

Pudełka 100-miejscowe (rzędy 10 x 10). Przeznaczone do przechowywania probówek 0,5 ml o śr. do 8,5 mm.

Posiadają numerację stanowisk.

**Wymiary:** wys. 37 mm, dł. x szer.: 130 x 130 mm.

**Materiał:** polipropylen.