



Pudełka 96-miejscowe na próbki PCR



96-stanowiskowe pudełko w komplecie z przezroczystą pokrywką na zawiasach. Przystosowane do próbek PCR o poj. 0,2 ml (pojedynczych lub w paskach). Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość ustawiania piętrowego. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	B-1633	Pudełko 96-miejscowe na próbki do PCR 0,2 ml	bezbarny	1 szt.
	B-1634	Pudełko 96-miejscowe na próbki do PCR 0,2 ml	niebieskie	1 szt.
	B-1635	Pudełko 96-miejscowe na próbki do PCR 0,2 ml	zielone	1 szt.
	B-1636	Pudełko 96-miejscowe na próbki do PCR 0,2 ml	różowe	1 szt.
	B-1637	Pudełko 96-miejscowe na próbki do PCR 0,2 ml	żółte	1 szt.
	B-1638	Pudełko 96-miejscowe na próbki do PCR 0,2 ml	pomarańczowe	1 szt.
	B-1639	Pudełko 96-miejscowe na próbki do PCR 0,2 ml	niebieskie, zielone, różowe, żółte, pomarańczowe	5 szt.

Opis

96-stanowiskowe pudełko w komplecie z przezroczystą pokrywką na zawiasach. Przystosowane do próbek PCR o poj. 0,2 ml (pojedynczych lub w paskach). Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość ustawiania piętrowego. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C.

Wymiary z pokrywką (dł. x szer. wys.): 130 x 98 x 33 mm.