



Pudełka Kryobox A2

Pudełka 81-miejscowe. Służą do przechowywania probówek o śr. do 12,5 mm. Posiadają alfanumeryczne oznakowanie stanowisk na wszystkich czterech brzegach pokrywki oraz na podstawie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	B-3700	Kryobox A2	przezroczysty
	B-3701	Kryobox A2	żółty
	B-3702	Kryobox A2	niebieski
	B-3703	Kryobox A2	zielony
	B-3704	Kryobox A2	różowy
	B-3705	Kryobox A2	pomarańczowy
	B-3935	Kryobox A2	czarny

Opis

Pudełka 81-miejscowe. Służą do przechowywania probówek o śr. do 12,5 mm.

Posiadają alfanumeryczne oznakowanie stanowisk na wszystkich czterech brzegach pokrywki oraz na podstawie.

Wymiary: wysokość regulowana 45-53 mm, dł. x szer.: 130 x 130 mm.

Materiał: polipropylen.