



Pudełka Kryobox A0 mini

Pudełka do przechowywania probówek o śr. do 14 mm. Posiadają 16 stanowisk w rzędach 4 x 4. Kratka dzieląca stanowiska może być wyjmowana.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc
	B-3720	Kryobox A0 mini	przezroczysty	16 miejsc
	B-3721	Kryobox A0 mini	zielony	16 miejsc
	B-3722	Kryobox A0 mini	pomarańczowy	16 miejsc
	B-3723	Kryobox A0 mini	różowy	16 miejsc
	B-3724	Kryobox A0 mini	żółty	16 miejsc
	B-3936	Kryobox A0 mini	niebieski	16 miejsc
	B-3725	Kryobox A0 mini - czarna podstawa i czarna pokrywka	czarny	16 miejsc

Opis

Pudełka do przechowywania probówek o śr. do 14 mm. Posiadają 16 stanowisk w rzędach 4 x 4. Kratka dzieląca stanowiska może być wyjmowana.

Wymiary: wysokość regulowana 45-60 mm, dł. x szer.: 67 x 67 mm.

Materiał: polipropylen.