



Pudełka neoBox-50

FOR MY LAB
neoLab[®]

Pudełka do przechowywania wykonane z PP. Z możliwością ustawiania piętrowego, rzędy 5 x 10. Odporne na temp. od -90°C do 121°C. Autoklawowalne. Przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm (fiolki do HPLC, krioprobówki, probówki reakcyjne 1,5/2 ml) lub o śr. do 9 mm i maks. wys. 35 mm (Nr-Art. 2-1965). Posiadają szczelnie zamykającą pokrywę na zawiasach lub nakładane wieko (przy Nr-Art. 2-1965).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc
	2-1941	Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm	żółty	50 miejsc
	2-1942	Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm	różowy	50 miejsc
	2-1944	Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm	zielony	50 miejsc
	2-1945	Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm	niebieski	50 miejsc
	2-1946	Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm	pomarańczowy	50 miejsc
	2-1966	Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm	przezroczysty	50 miejsc
	2-1965	Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 9 mm i maks. wys. 35 mm	przezroczysty	50 miejsc

Opis

Pudełka do przechowywania wykonane z PP. Z możliwością ustawiania piętrowego, rzędy 5 x 10. Odporne na temp. od -90°C do 121°C. Autoklawowalne. Przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm (fiolki do HPLC, krioprobówki, probówki reakcyjne 1,5/2 ml) lub o śr. do 9 mm i maks. wys. 35 mm (Nr-Art. 2-1965). Posiadają szczelnie zamykającą pokrywę na zawiasach lub nakładane wieko (przy Nr-Art. 2-1965).

Wymiary zew.: 140 x 86 x 55 mm (szer. x gł. x wys.)

Wymiary pudełka o Nr-Art. 2-1965: 120 x 64 x 38 mm (szer. x gł. x wys.).