



## Podnośnik laboratoryjny z aluminiową płytą

Podnośnik laboratoryjny z aluminiową płytą i podstawą. Mechanizm podnoszący wykonany ze stali szlachetnej. Posiada poręczne pokrętło służące do regulacji wysokości. Gumowe podstawki zapewniają większą stabilność. Kolor płyty niebieski.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Regulacja wysokości	Wym. płyty	Maks. obciążenie
	L-1350	Podnośnik laboratoryjny z aluminiową płytą	47 - 147 mm	101 x 101 mm	5 kg
	L-1351	Podnośnik laboratoryjny z aluminiową płytą	60 - 273 mm	152 x 152 mm	7 kg
	L-1352	Podnośnik laboratoryjny z aluminiową płytą	60 - 318 mm	201 x 202 mm	9 kg

### Opis

Podnośnik laboratoryjny z aluminiową płytą i podstawą. Mechanizm podnoszący wykonany ze stali szlachetnej. Posiada poręczne pokrętło służące do regulacji wysokości. Gumowe podstawki zapewniają większą stabilność. Kolor płyty niebieski.