



## Statyw Combi-Rack z pokrywką, na próbówki PCR oraz próbówki reakcyjne 0,5 i 1,5 ml



Statyw przeznaczony na różne rozmiary probówek. Stabilny, wykonany z polipropylenu. Z przezroczystą pokrywką z PP. Możliwość ustawiania piętrowego. Posiada 24 otwory na próbówki o poj. 1,5 ml, 16 otworów na próbówki o poj. 0,5 ml oraz wyjmowany wkład na 96 probówek PCR (8 x 12). Autoklawowalny do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-2760	Statyw Combi-Rack z pokrywką	żółty
	2-2761	Statyw Combi-Rack z pokrywką	niebieski
	2-2762	Statyw Combi-Rack z pokrywką	zielony
	2-2763	Statyw Combi-Rack z pokrywką	różowy
	2-2764	Statyw Combi-Rack z pokrywką	pomarańczowy

### Opis

Statyw przeznaczony na różne rozmiary probówek. Stabilny, wykonany z polipropylenu. Z przezroczystą pokrywką z PP. Możliwość ustawiania piętrowego. Posiada 24 otwory na próbówki o poj. 1,5 ml, 16 otworów na próbówki o poj. 0,5 ml oraz wyjmowany wkład na 96 probówek PCR (8 x 12). Autoklawowalny do 121°C.

**Wymiary:** 210 x 115 mm (dł. x szer.).

**Wymiary wkładu na próbówki do PCR:** 120 x 85 mm (dł. x szer.).