



Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem

Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem, dostępny w wersjach o pojemności roboczej 250 ml lub 450 ml. Wewnątrz szorstki, na zewnątrz glazurowany. Umożliwia skuteczne miażdżenie, rozdrabnianie, kruszenie i mieszanie różnych substancji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	L-1160	Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem	250 ml	120 mm	70 mm
	L-1162	Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem	450 ml	145 mm	75 mm

Opis

Moździerze porcelanowe z wylewem i tłuczkiem przeznaczone są do pracy z różnorodnymi substancjami stałymi i półstałymi. W zestawie znajduje się naczynie z praktycznym wylewem oraz dopasowany tłuczek z szorstką powierzchnią roboczą. **Produkt dostępny jest w dwóch wariantach pojemności roboczej: 250 ml i 450 ml.** Średnica zewnętrzna moździerzy wynosi odpowiednio 120 mm lub 145 mm, a wysokość 70 mm lub 75 mm.